Auswertung vom Versuch P2-13: Interferenz

Gruppe Di-22 Genti Saliu, Jonas Müller

23. Mai 2014

Inhaltsverzeichnis

1	Newtonsche Ringe			
	1.1	Bestimmung vom Krümmungsradius einer symmetrischen sphärischen Bi-		
		konvexlinse	1	
	1.2	Bestimmung des Brechungsindizes von Wasser	2	
	1.3	Bestimmung der Brennweite der Linse durch Autokollimation	3	
	1.4	Bestimmung der Brechungsindex des Linsenglases aus R und f	4	
2	Beugung am Gitter			
	2.1	Justieren des Gitterspektrometers	4	
	2.2	Bestimmung der Gitterkonstante	4	
	2.3	Wellenlängenabstand der gelben Na-Linien	4	
	2.4	Bestimmung der Gitterkonstanten eines unbekannten Gitters	4	

1 Newtonsche Ringe

1.1 Bestimmung vom Krümmungsradius einer symmetrischen sphärischen Bikonvexlinse

In diesem Versuch sollten wir den Krümmungsradius R einer symmetrischen sphärischen Bikonvexlinse bestimmen. Dazu machten wir uns dem Phänomen netwonscher Ringe zunutze, indem wir die Radien der ersten 10 konzentrischen dunklen Ringe messten.

In der Vorbereitung wurde folgende Beziehung zwischen Krümmungsradius R der Linse und Radius r_L des k. vom Zentrum ausgehenden Ringes hergeleitet:

$$r_L = \sqrt{k \frac{\lambda_0}{n_L} R}$$

Der Versuchsaufbau bestand aus Mikroskop, einfarbige LED als Lichtquelle, die entweder gelbes oder blaues Licht ausgestrahlt hat, Strahlteiler, Objektträger und Linse.

Die Linse war auf dem Objektträger befestigt, der auf dem Tisch des Mikrosops lag, die LED am Körper des Mikroskops eingebaut; die Lichtstrahlen wurden mit einem Strahlteiler zur Linse reflektiert.

Am Okular des Mikroskops konnten wir die netwonschen Ringe betrachten. Dabei haben wir zunächst das Fadenkreuz am Mikroskop im Zentrum der Ringe positioniert und dort die Position in Millimeter mit einem Nonius gemessen. Dann bewegten wir das Fadenkreuz zum nächstdunklen Ring und maßen die Position des Fadenkreuzes dort. Dies wiederholten wir für die ersten 10 Ringe.

Diese Messungen wurden einmal mit gelbem und dann mit blauem Licht durchgeführt. Unter gelbem Licht konnte man die entstandenen netwonsche Ringe besser beobachten, bzw. die hell-dunkel Durchgänge besser erkennen, als unter blauem. Auch waren unter gelbem Licht mehr Ringe zu sehen. Die Daten finden sich in unserem Protokoll.

Wir tragen nachfolgend r_L über $\sqrt{k\lambda_0}$ (Brechungsindex der Luft ist $n_L \approx 1$) und bestimmen die Regressionsgerade. Deren Steigung entspricht dem gesuchten Krümmungsradius R.

Dabei ist zu beachten, dass die Wellenlänge λ_0 für gelbes Licht $\lambda_0 = 59 \cdot 10^{-8}$ m und für blaues Licht $\lambda_0 = 465 \cdot 10^{-9}$ m beträgt.




Abbildung 1: Punkte und lineare Regressionsgerade zur Krümmungsradiusbestimmung R

Die in Abbildung 1 eingezeichnete Gerade erfüllt die Gleichung:

$$y = 0.468428x - 0.0000105591$$

Somit beträgt der Krümmungsradius $R = 0.47 \,\mathrm{m}$.

1.2 Bestimmung des Brechungsindizes von Wasser

In diesem Versuch sollten wir das Brechungsindex von Wasser bestimmen, indem wir die gleiche Messungen wie in Aufgabe 1.1 durchführen, mit dem Unterschied dass zwischen Linse und Objektträger statt Luft sich Wasser befindet. Dazu brachten wir einige Tropfen Wasser dazwischen.

Dieses Mal war das Bild der newtonschen Ringe verschwommen, die Übergänge hell zu dunkel waren dabei sehr schwer zu erkennen. Deshalb konnten wir an der rechten Seite vom Mittelpunkt der Ringe bis zu 5 und an der linken bis zu 8 Ringe messen.

Wir können zur Brechungsindexbestimmung die Messdaten aus Aufgabe 1.1 für die Luft wiederverwenden und das Brechungsindex einfach anhand unterer Formel bestimmen (s. Vorbereitung):

$$n_W = \frac{r_L^2}{r_W^2} \cdot n_L$$
 wegen $n_L \approx 1 \Rightarrow n_W = \frac{r_L^2}{r_W^2}$

Es ist wieder die Bestimmung einer Regressiongerade notwendig, indem man man r_L^2 über r_W^2 aufträgt:

$$r_L^2 = n_W \cdot r_W^2$$

Die aus unseren Messwerten bestimmte Regressionsgerade lautet:

$$n_W = 1.06684x + 4.07808 \cdot 10^{-9}$$

Wir erhalten das Brechungsindex des Wassers mit $n_W = 1.07$, welches vom Literaturwert $n_{W,lit} = 1.33$ um 29.73% abweicht.

1.3 Bestimmung der Brennweite der Linse durch Autokollimation

Es musste die Brennweite der Linse mittels Autokollimation bestimmt werden. Dazu stellten wir eine Linse vor einem Spiegel und vor der Linse ein selbstleuchtender Gegenstand. Dabei variierten wir den Abstand selbstleuchtender Gegenstand-Linse bis der Schatten des Gegenstandes auf sich selbst scharf und seitenverkehrt abgebildet wurde.

Dabei entsprach der Abstand Gegenstand-Linse der gesuchten Brennweite f. Wir haben die Positionen des Gegenstands gemessen, bei denen der Schatten den o.g. Kriterien entsprach.

Position Linse (cm)	Position Gegenstand (cm)	Brennweite (cm)
35.2	15.95	19.25
35.2	15.9	19.3
35.2	15.7	19.5
35.2	15.5	19.7

Tabelle 1: Positionen der Linse und des Gegenstands, bei denen ein scharfes, seitenverkehrtes Schatten entstand

Aus den obigen Brennweiten, bestimmten wir als Brennweite der Linse deren Mittelwert mit $\overline{f}=19.44\,\mathrm{cm}$. Diese Brennweite stimmt somit mit denen der im Labor vorhanden Linsen, die Brennweiten zwischen 5 cm und 35 cm aufwiesen.




Abbildung 2: Punkte und lineare Regressionsgerade zur Bestimmung des Brechungindizes des Wassers

1.4 Bestimmung der Brechungsindex des Linsenglases aus R und f

Es sollte nun das Brechungsindex des Linsenglases aus den zuvor bestimmten Krümmungsradius R und Brennweite f ermittelt werden. Wir nutzen die in der Vorbereitung bewiesene Formel:

$$R = 2(n-1)f$$
 \Rightarrow $n = \frac{R}{2f} + 1 = \frac{0.47 \,\mathrm{m}}{2 \cdot 0.19 \,\mathrm{m}} + 1 = 2.24$

Glase habe Brechungsindizes zwischen 1.45 und 2.14 [1]. Damit liegt unser Wert ausserhalb dieses Bereiches, was vielleicht daran liegt, dass der Wert, den wir in Aufgabe 1.1 für den Krümmungsradius R bestimmt haben, nicht so genau war.

2 Beugung am Gitter

- 2.1 Justieren des Gitterspektrometers
- 2.2 Bestimmung der Gitterkonstante
- 2.3 Wellenlängenabstand der gelben Na-Linien
- 2.4 Bestimmung der Gitterkonstanten eines unbekannten Gitters

Literatur

[1] Wikipedia. Brechungsindex der Luft und anderer Stoffe, 2014. [Zugriff am 27. Mai 2014].